



• Lista de verificación operacional

La elección de la altura adecuada de la grapa según diferentes grosores de tejido podría reducir eficazmente el suceso de sangrado anastomótico.



Paso1

Seleccione la grapadora adecuada y preprese el tejido hasta el grosor apropiado según la experiencia del médico.



Paso2


Siga presionando el tejido durante 15 segundos antes de disparar.



Paso3


Para el tejido grueso, se recomienda sentir la resistencia con precaución antes de disparar.

• Información de Producto



| Código | Altura de Grapa Abierta | Color | Diámetro del Yunque |
|--------|-------------------------|-------------|---------------------|
| CS2135 | 3.5mm | Celeste | 21mm |
| CS2148 | 4.8mm | | |
| CS2535 | 3.5mm | Blanco | 25mm |
| CS2548 | 4.8mm | | |
| CS2935 | 3.5mm | Azul marino | 29mm |
| CS2948 | 4.8mm | | |
| CS3148 | 4.8mm | Verde | 31mm |
| CS3348 | 4.8mm | Amarillo | 33mm |

- Cinco rangos de yunque, Dos rangos de altura de grapas.
- Diseño único de altura de grapa de 3.5mm, especialmente adecuado para la anastomosis de esófago y yeyuno.




Anastomosis precisa Excelente rendimiento
easyCS™ Grapadora Circular de Un Solo Uso

EZISURG MEDICAL CO., LTD.

Add : No. 399, Miaoqiao Rd., Pudong New District, 201315 Shanghai, P.R. China
 Tel : +86-21-5045 6176 Fax : +86-21-5067 6156
 Email : contact@ezisurg.com
 en.ezisurg.com

easyCS™ Grapadora Circular de Un Solo Uso
 tiene registro en la mayoría de los países, incluidos FDA de EE. UU., CE, etc.



Diámetro de cabeza más pequeño



Altura más corta

• **Diámetro de cabeza más pequeño**


El diámetro más pequeño de la cabeza del yunque proporciona un control más fácil para la inserción y extracción durante la colocación.

• **Altura del yunque más corta**


El diseño de altura de yunque más corta beneficia la anatomía torcida del esófago para una mejor solución.

• **Superficie de contacto de grapas más grande**

La superficie de contacto de grapas más grande guía en gran medida las grapas hacia el bolsillo de la grapa, lo que permite una anastomosis hemostática y resistente a las fugas.



Diámetro del bolsillo de grapa easyCS™: 1.10mm (+0.25 mm/29%)



Diámetro del bolsillo de grapa de otra marca: 0.85 mm

| Tejido Delgado | Tejido Normal | Tejido Grueso |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | |
| Rango indicado bajo | Rango indicado medio | Rango indicado alto |

***Recomendación:**

Seleccionar la altura de grapa adecuada según la experiencia y recomendación del cirujano.