

# Cathejell® LIDOCAÍNA

## CON LIDOCAÍNA Y CLORHEXIDINA

### Diseñado idealmente para la uretra

- Gel lubricante estéril.
- Anestésico.
- Empaque estéril con jeringa colapsable estéril y desechable.
- Se usa para instilaciones en la uretra antes de insertar un catéter u otros instrumentos médicos.
- Indicado para pacientes masculinos y femeninos de más de 2 años de edad.
- Seguro y efectivo.
- Se usa en todo el mundo.

### ¿Por qué un gel lubricante anestésico y antiséptico?

#### Prevención de heridas iatrogénicas

Por instilación del gel lubricante en la uretra:

- Recubre la mucosa de toda la uretra.
- Reduce la fricción entre el catéter y la mucosa.
- Inserción suave del catéter hasta la vejiga.

#### Prevención de infecciones

Las infecciones del tracto urinario son resultado de la intervención uretral y representan usualmente el primer lugar de las (IAAS) infecciones asociadas a la atención de la salud:

- Debe usarse un gel con cualidades antisépticas.
- 1 g contiene 0.5 mg de Dihidrocloruro de Clorhexidina.

#### Prevención del dolor

Los procedimientos transuretrales son extremadamente dolorosos:

- El efecto de anestésico reducirá el dolor en hombres y mujeres.
- El paciente estará relajado para la inserción suave del catéter u otros instrumentos.
- 1 g contiene 20 mg de clorhidrato de lidocaína.



Ideal para la inserción de sondas FOLEY



#### Fórmula:

Cada 100 gramos contienen  
Hidrocloruro de lidocaína 2.0 g (2%)  
Dihidrocloruro de clorhexidina 0.05 g (0.05%)  
Gel hidrosoluble cbp 100 g

La cateterización es un procedimiento invasivo que puede causar vergüenza, incomodidad física, psicológica, así como infecciones y otras complicaciones.



- Presentación en caja de 5 o 25 tubos colapsables.

Reg. No. 0693C2006 S.S.A.

Clave Cuadro Básico: 060.066.1391

# ¿POR QUÉ UTILIZAR Cathejell®?

## JERINGA COLAPSABLE ESTÉRIL DESECHABLE

### Gel con lidocaína + clorhexidina = lubricante, anestésico, antiséptico

- Gel estéril en empaque estéril.
- Esterilización con vapor, sin residuos de óxido de etileno.
- Ideal para aplicación con una sola mano.
- Instilación suave y lenta.
- Es posible la aspiración de orina.
- Puede usarse con instrumentos médicos.
- Muy bien tolerado en el 95% de los pacientes.
- Costeable.

### Modo de Aplicación



- 1 Punta Aplicadora**  
Apertura con una sola mano, instilación suave y es posible la aspiración de orina.

- 2 Instilación Suave**  
Lentamente y con suavidad se mantiene presionada la jeringa colapsable durante la instilación, acción anestésica después de 4 a 5 minutos.



- 3 Paciente Satisfecho**  
Cateterización suave sin microlesiones y sin dolor.



### Tapón Desprendible

- Se desprende
- Fácil al romper
- Se rompe dentro del cono

### Cono aplicador

- Suave sin trauma ni bordes filosos
- Diseño Anatómico
- Punta Roma

### Gel de 12,5g

- Soluble en agua
- Transparente para la instilación intrauretral

### Jeringa de Acordeón

- Instilación suave y lenta
- Sin bloqueo del pistón (como una jeringa normal)

